


+++ Fragen Sie nach unseren Messeangeboten! +++ Fragen Sie nach unseren Messeangeboten!

neuer schöner exakter





IHRE VORTEILE

- optimale Approximalkontakte und beste Passung
- einfache Verarbeitung durch die flüssige Konsistenz
- schöne, elegante Farben

sockel-plaster[®] GT exact

Einzigartig für Modellsocket! Die neueste Entwicklung aus unserem dentona[®]-Labor: sockel-plaster[®] GT exact ist der erste flüssige Sockelgips mit einer Expansion unter 0,02 % nach DIN EN ISO 6873:2013, Typ 4 – für ganz präzise Pindexmodelle mit der SockelGieß-Technik. Bisher unerreicht ist die einzigartige Kombination aus herausragenden physikalischen Eigenschaften, wie die extrem niedrige Expansion und die elegante Farbgebung.

Verpackungseinheit		2,5 kg	2 x 2,5 kg	6 x 2,5 kg	22 kg
sockel-plaster [®] GT exact cremeorange		#12310	#12311	#12312	#12315
sockel-plaster [®] GT exact fotograu		#12320	#12321	#12322	#12325
sockel-plaster [®] GT exact weiß		#12300	#12301	#12302	#12305

Sie brennen auf Passgenauigkeit?

Die präziseste Einbettmasse
estheticast[®] exact



IHRE VORTEILE

- für den Schnellguss und das konventionelle Vorwärmen
- präzise Expansions-Steuerung auch bei Suprastrukturen und weitspannigen Brücken
- extrem glatte Guss- bzw. Pressoberflächen
- verwendbar für alle Legierungen und Presskeramiken

estheticast[®] exact

Phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse, die speziell entwickelt wurde für hochpräzise Güsse bei weitspannigen Arbeiten. Sie ist besonders für Präzisionsgüsse im Kronen- und Brückenbereich mit allen gängigen Legierungen – sei es EM oder NEM – als auch für Presskeramik entwickelt worden.

Verpackungseinheiten

38 Btl. á 150 g	#13176
7 Btl. á 150 g + 200 ml Liquid	#13175
Superfluid 1 Liter	#13190

Die Vitaminspritze für Ihre Ergebnisse

Das neue dentona gel LC



Gebrauchsfertiges, lichthärtendes, leicht transluzentes Modellier-Kunststoffgel. Besonders geeignet durch kurze Aushärtezeit, sehr gute Beschleifbarkeit und optimale Standfestigkeit.

Verpackungseinheit

dentona gel LC SET rot
(inkl. 10 Applikationstipps)

■ 3 x 3,5 g

#54500

dentona gel LC Applikationstipps

■ 50 Stück

#54504



IHRE VORTEILE

- Preiswert durch dentona eigene Fertigung
- Sparsam, schnellhärtend
- Rückstandslose Verbrennung
- Kein Verzug, hohe Endhärte und Stabilität

Messepreis
41,90 €

Anwendungsgebiete

- Implantologie
- Festsitzender Zahnersatz
- Kombi-Technik
- Bissübertragung und -kontrolle
- Fixierung und Verblockung
- Platzhalter für Schienen



+ Fragen Sie nach unseren Messeangeboten! +++ Fragen Sie nach unseren Messeangeboten!



Hart und Soft!

Das neue Knetsilikon dentona 1:1 softgum

dentona[®] 1:1 softgum ist ein additionsvernetztes Knetsilikon – super leicht und soft zu verarbeiten mit 1:1 Dosierung. Sehr homogene und glatte Struktur, besonders einfach zu beschneiden. Sehr hohe Härte (Härte Shore A = 85).



IHRE VORTEILE

- durch hohe Härte sehr stabile Vorwälle
- bereits nach 8 Minuten optimal beschneidbar
- super geschmeidig zu verarbeiten
- zeichnungsscharf und super glatt
- Arbeitserleichterung gegenüber normalen Knetsilikon



Verpackungseinheit
dentona[®] 1:1 gum soft A+B

je 1,5 kg je 5 kg
#16100 #16106